

Bucle magnético personal



BJ-363

Mejora la calidad sonora en tu audífono con este complemento.

Hoy en día, casi todos los audífonos e implantes cocleares, incorporan una bobina inductora (accionada por el usuario en la posición "T" del interruptor del audífono o implante coclear). El objetivo es **obtener una señal acústica más clara, sin que los ruidos externos que nos rodean alteren la escucha**, mejorando la inteligibilidad en la escucha.

El bucle magnético facilita la **accesibilidad a dispositivos multimedia por parte de usuarios de ayudas técnicas auditivas**: audioguías, equipos de visita guiada, reproductores de música, telefonía, videojuegos y ordenadores. Es un sistema eficaz y de bajo coste.

Se conectan mediante un conector estándar minijack, a la salida de auriculares de los equipos. Convierten la señal eléctrica en magnética y esta es emitida por un pequeño lazo o bucle situado a modo de cordón alrededor del cuello del usuario. Este bucle permite **transferir perfectamente la información sonora a los audífonos posicionando estos en la posición "T"**.

- Conector jack de 3,5mm

